

Vaksinasjonsutstyr- koronavaksinasjonsprogrammet

Webinar 28 januar 2021



Informasjonstiltak

- Det er utarbeidet brukerveiledere for bruk av kjølebokser og temperaturloggere
- Informasjon om vaksineutstyr, beskrivelse og planlagt bruk av utstyr og brukerveiledninger ligger i [Helsedirektoratets "koronaveileder" kap. 3.](#)
- Det er etablert en egen mailadresse for spørsmål vedrørende utstyr: vaksineutstyr@helsedir.no Denne besvares løpende alle hverdager.
- Planlagt webinar 28.1 og 4.2 kl 11 - 12

Konkret om bruk av utstyr

- 1 ml sprøyter som skal benyttes til å sette vaksiner.
- Blå og grønne kanyler kan benyttes til opptrekk og injisering av vaksine – sjekk veileder hos FHI!
- **Opptrekkskanyler med filter skal ikke benyttes**
- Sprintservietter til desinfeksjon av hud er utsendt, sprintservietter til desinfeksjon av hetteglass ettersendes
- Ad levering av smitteavfall – sjekk lokale avtaler og følg disse

Konkret om bruk av kjølebokser - sjekk bukerveiledningen

- Boksen er et hjelpemiddel ved transport av vaksinen. For lengre tids oppbevaring av vaksinen anbefaler vi kjøleskap.
- **Bruk temperaturloggere for å kontrollere rett temperatur**
- Dometic kjøleboks har ikke innebygget vifte slik at temperaturen kan variere litt fra bunnen til toppen av boksen. Det er derfor for disse boksene **viktig at vaksinen ikke legges på bunnen slik at vaksinen blir for kald**. Anbefaling; legg vaksinen **ca 10 cm over bunnen**
- Uten tilkoblet strøm/batteripakke kan vaksinen oppbevares der i inntil 1 time.
- Bruk batteripakke eller kobling til strøm i bilen ved lengre transport. Batteriet må lades før bruk.

Hvorfor og hvordan bruke temperatur-loggeren



- Temperaturloggeren skal kontrollere at vaksinene oppbevares i tråd med anbefale grenseverdier
- Forhåndsprogrammerte grenseverdier:
 - Mellom 2°C og 8°C
- Vaksinene skal oppbevares i kjøleskap eller i kjøleboks, og temperaturloggeren måles opp mot den temperaturen disse er innstilt på
- Sjekk alltid riktig temperatur før vaksinene tas i bruk

Spørsmål, mangler,
uklarheter eller behov
til neste webinar?

Sjekk informasjon i

- [Helsedirektoratets "koronaveileder" kap. 3.](#)

Kontakt oss på:

- Vaksineutstyr@helsedir.no

**Gi oss tilbakemelding på webinar via
Questback!**